



Lingettes hygiéniques MAM

Action très rapide contre les bactéries, virus et champignons – MAM Babyartikel GmbH pour les surfaces et objets étanches

Les lingettes hygiéniques MAM nettoient et désinfectent rapidement et tout en douceur les dispositifs médicaux domestiques (par ex. les thermomètres médicaux), les jouets et les surfaces.

La protection hygiénique parfaite à la maison comme en déplacement, lors des voyages ou dans les établissements d'accueil collectif et médicaux.

- Action rapide contre les bactéries, champignons et virus.
- Très bonne compatibilité matérielle, convient au plastique et au verre acrylique.
- Antiseptiques et désinfectants chimiques, contrôlés et testés selon les normes EN 1276, 13697, 1650, 13727, 13624.
- Bien tolérées par la peau et testées dermatologiquement, résultat « Très bon » chez Dermatest Münster.
- Sans colorants, alcools (éthanol), phénols ou aldéhydes. Ne contient aucune huile.

Utilisation

- Pour nettoyer les surfaces, les essuyer à l'aide de lingettes hygiéniques MAM ; insister en fonction du degré de salissure.
- Pour désinfecter une surface, l'essuyer soigneusement à l'aide d'une lingette hygiénique MAM ; la totalité de la surface doit être couverte de l'agent désinfectant.
- En présence de salissures bien visibles, nettoyer le plus gros à l'aide d'une lingette hygiénique MAM au préalable afin de vous assurer que l'action désinfectante pourra être pleinement efficace.
- Laisser agir pendant 60 secondes minimum afin que le désinfectant agisse contre les bactéries. Pour connaître les autres temps d'action, veuillez vous référer au tableau (voir ci-dessous).
- La tolérance de la peau au produit a été testée par Dermatest (Münster), et a été jugée « très bonne ».
- Les résidus restants sur les transats ou tables à langer sont non nocifs sur le plan dermatologique pour la peau humaine.
- Tout objet destiné à être mis dans la bouche doit être essuyé après le nettoyage.
- Les traces d'humidité restantes sont inoffensives.
- Refermer l'emballage après utilisation. Quand la lingette est sèche, l'effet désinfectant n'est pas garanti.
- Ranger les produits de nettoyage et désinfectants dans un endroit inaccessible pour les enfants.

Spectre d'action

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Téléphone +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

Effet : bactéricide, fongicide, virucide (virus enveloppés : HIV, VHB, VHC, norovirus, rotavirus, vaccinia virus, BVD).



MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Téléphone +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

Consignes particulières

Le produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse selon le règlement relatif aux substances dangereuses. Il n'entraîne aucun risque professionnel en raison de sa composition. Aucune maladie ou allergie professionnelle n'a été constatée en raison de l'utilisation de ce produit. Le numéro de lot et la date limite d'utilisation sont imprimés sur l'emballage. Date limite d'utilisation : 36 mois à compter de la date de fabrication. L'imprégnation ne s'évapore pas comme sur les lingettes de désinfection alcoolisées. Nos conditions de test extrêmes ont démontré que nos lingettes conservaient toute leur efficacité des mois durant grâce à l'étiquette de fermeture. Nous avons pu établir qu'elles pouvaient être utilisées sans condition particulière même une fois le paquet entièrement ouvert. Après ouverture, les lingettes peuvent donc être utilisées pendant un mois.

Concentrations à utiliser pour la désinfection des surfaces

Dosage	Temps d'action	Remarque
Non dilué	60 secondes	Bactéricide/fongicide EN 1276, EN 13697, EN 1650
Non dilué	5 min	Bactéricide/fongicide (selon la Société allemande pour l'hygiène et la microbiologie (DGHM)) charge faible/mécanique
Non dilué	60 secondes	Virus enveloppés (VIH, VHB, VHC, BVD, vaccinia virus, grippe) EN 14476
Non dilué	30 min	Norovirus (norovirus murin) EN14476
Non dilué	60 secondes	Rotavirus
Non dilué	5 min	Polyomavirus SV40

Composition

Pour 100 g de liquide :

0,25 g CHLORURE DE DIALKYLDIMÉTHYLAMMONIUM •

0,25 g CHLORURE DE BENZALKONIUM •

0,25 g CHLORURE D'ALKYLDIMÉTHYL (ÉTHYLBENZYL) AMMONIUM.

Caractéristiques physico-chimiques

pH (application) : 7



mambaby.com

Conditionnement

GTIN :

4042894 330036

Taille de lot :

Lingettes hygiéniques désinfectantes MAM, 24 lingettes sous film avec étiquette de fermeture

Enregistrements

Ce dispositif médical est certifié CE (CE 0481).

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Téléphone +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de



0481